

電気泳動用試薬「XL シリーズ」 高性能シャープゲル[アルカリゲル]

【目的・用途】

高性能シャープゲル[アルカリゲル]は、プレキャストアクリルアミドゲルです。ゲル中には SDS を含みませんので、泳動バッファーを変えることで SDS-PAGE と Native-PAGE の両方に使用できます。ゲル濃度、分画範囲、サンプル量、ゲルサイズ等は表 1-1、1-2、1-3 をご覧ください。

【特徴】

- 1) シャープなバンド
- 2) 高い再現性、安定な品質
- 3) 簡単なセッティング、ゲルの取り出し
- 4) 選べる濃度、検体数

【アルカリゲル規格】

表 1-1 規格

型番 (上 5 桁)	GEL05- GEL12-	GEL06- GEL13-	GEL07- GEL14-	GEL08- GEL15-	GEL09,10,11- GEL16,17,18- [※]
カセットサイズ	100×100mm	120×100mm	160×100mm	160×160mm	200×200mm
ゲル厚	1.0mm				
ゲル濃度	均一ゲル(5,7.5,10,12.5,15%) グラジエントゲル(5-10,5-15,5-20,7.5-15,10-20%)				
ウェルタイプ (well数)	7,10,12,16,20, 2-D	12,20,2-D	12,16,20,28,2-D		2-D
用途タイプ	SDS-PAGE、Native-PAGE				
保存	4℃(凍結厳禁)				
有効期限	パッケージに記載				

*200×200 サイズのゲル板には両面無蛍光、片面無蛍光、両面普通タイプがあります。

表 1-2 最適分画範囲

ゲル濃度 (%T)	最適分画範囲 (kDa)
5%	100-500
7.5%	40-350
10%	25-250
12.5%	15-200
15%	10-150
5-10%	35-450
5-15%	20-400
5-20%	10-350
7.5-15%	15-300
10-20%	8-200

表 1-3 サンプルアプライ量

カセット サイズ	Well 数	最適サンプル量 (μl)	最大サンプル量 (μl)
100× 100mm および 120× 100mm	7	10-30	50
	10	10-20	30
	12	5-10	20
	16	3-7	12
	20	2-5	8
160× 100mm および 160× 160mm	2-D	-	-
	12	10-30	55
	16	10-15	40
	20	10-20	30
	28	5-10	20

【基本プロトコール】

1) 泳動バッファーの調製

泳動用バッファーは、目的に応じて選択してください。(表 2-1 参照)

調製方法は各泳動バッファーの取扱説明書をご覧ください。

※調製に使用する純水の純度は、超純水(比抵抗 18MΩ以上)をご使用下さい。

2) サンプルの調製

サンプルバッファーは、目的に応じて選択してください。(表 2-1 参照)

染色や反応に適切な濃度となるようにサンプルをサンプルバッファーで希釈します。詳細は各サンプルバッファーの取扱説明書をご覧ください。

表 2-1

目的	泳動バッファー (型番)	サンプルバッファー (型番)
SDS-PAGE	泳動バッファー[SDS-PAGE] (SP-3010)	サンプルバッファー[SDS-PAGE] (SP-3021)
Native-PAGE	泳動バッファー[Native-PAGE] (SP-3011)	サンプルバッファー[Native-PAGE] (SP-3022)

3) ゲルの準備～電気泳動

ゲルカセットを保存袋から取り出し表面に付着した保存液を超純水で洗い流します。

静かにコームを抜き取り、電気泳動槽の取扱説明書に従ってゲルカセットを電気泳動槽にセットします。

調製した泳動バッファーを静かに注入します。その際ゲルカセット下端に付着した気泡は取り除いてください。

各ウェルにサンプル及び分子量マーカーをアプライします。アプライする際にピペットの先端を無理に差し込まないで下さい。

サンプルアプライ量は表 1-3 を参照して下さい。

電源プラグの+/-を間違えないように電源に接続します。

電源の取扱説明書に従って通電します。

泳動先端がゲルの下端より 5mm の所まで達したら泳動を停止します。

関連商品

◎ 電気泳動用試薬「XL シリーズ」

Code No.	品名	内容
SP-2140	3-color Prestained XL-Ladder	3 色着色タイプ：50 レーン分
SP-2120	Prestained XL-Ladder Broad	青色着色タイプ：50 レーン分
SP-2110	XL-Ladder Broad	未着色タイプ：100 レーン分
SP-3012	泳動バッファー(10x) [トリス-トリシン SDS-PAGE]	1L(10x)
SP-3013	泳動バッファー(10x) [トリス-トリシン Native-PAGE]	1L(10x)
SP-3020	サンプルバッファーキット [構造解析 SDS-PAGE]	サンプルバッファー、還元試薬、アルキル化試薬
SP-3021	サンプルバッファー[SDS-PAGE]	サンプルバッファー、還元試薬
SP-3022	サンプルバッファー[Native-PAGE]	サンプルバッファー
SP-3023	サンプルバッファー [トリス-トリシン SDS-PAGE]	サンプルバッファー、還元試薬、アルキル化試薬
SP-3024	サンプルバッファー [トリス-トリシン Native-PAGE]	サンプルバッファー
SP-3025	サンプルバッファー[TBE]	サンプルバッファー
SP-4010	高感度 CBB 染色キット	染色液:1L、エンハンサー:100ml
SP-4020-	MS 用銀染色キット(+脱銀染色液)	ミニゲル 20 枚分
50564	SYPRO Ruby タンパク質ゲル染色	200ml
50562		1L
50563		5L

より低コスト、長期保存可能なシャープゲル[中性ゲル]もご用意しております！

詳しくはアプロサイエンス ホームページをご覧ください。

⇒ <http://aprosience.com/>



株式会社アプロサイエンス

〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島124-4

<http://aprosience.com/>

✉ info@aprosi.com

Tel.088-683-7211 Fax.088-683-7212

製品名	製品コード	ゲル濃度	ウェル数	カセットサイズ 横mm×たてmm		
高性能シャープゲル 【アルカリゲル】 濃度均一 (100×100)	GEL05-07050	5%	7	100×100		
	GEL05-07075	7.5%				
	GEL05-07100	10%				
	GEL05-07125	12.5%				
	GEL05-07150	15%	10			
	GEL05-10050	5%				
	GEL05-10075	7.5%				
	GEL05-10100	10%				
	GEL05-10125	12.5%	12			
	GEL05-10150	15%				
	GEL05-12050	5%				
	GEL05-12075	7.5%				
	GEL05-12100	10%				
	GEL05-12125	12.5%	16			
	GEL05-12150	15%				
	GEL05-16050	5%				
	GEL05-16075	7.5%				
	GEL05-16100	10%	20			
	GEL05-16125	12.5%				
	GEL05-16150	15%				
	GEL05-20050	5%				
	GEL05-20075	7.5%	2D 用			
	GEL05-20100	10%				
	GEL05-20125	12.5%				
	GEL05-20150	15%				
高性能シャープゲル 【アルカリゲル】 濃度均一 (120×100)	GEL06-12050	5%	12	120×100		
	GEL06-12075	7.5%				
	GEL06-12100	10%				
	GEL06-12125	12.5%				
	GEL06-12150	15%	20			
	GEL06-20050	5%				
	GEL06-20075	7.5%				
	GEL06-20100	10%				
	GEL06-20125	12.5%	2D 用			
	GEL06-20150	15%				
	GEL06-22050	5%				
	GEL06-22075	7.5%				
高性能シャープゲル 【アルカリゲル】 濃度均一 (160×100)	GEL07-07050	5%	7	160×100		
	GEL07-07075	7.5%				
	GEL07-07100	10%				
	GEL07-07125	12.5%				
	GEL07-07150	15%	10			
	GEL07-10050	5%				
	GEL07-10075	7.5%				
	GEL07-10100	10%				
	GEL07-10125	12.5%	12			
	GEL07-10150	15%				
	GEL07-12050	5%				
	GEL07-12075	7.5%				
	GEL07-12100	10%	16			
	GEL07-12125	12.5%				
	GEL07-12150	15%				
	GEL07-16050	5%				
	GEL07-16075	7.5%	20			
	GEL07-16100	10%				
	GEL07-16125	12.5%				
	GEL07-16150	15%				
高性能シャープゲル 【アルカリゲル】 濃度均一 (160×160)	GEL08-10050	5%	10	160×160		
	GEL08-10075	7.5%				
	GEL08-10100	10%				
	GEL08-10125	12.5%				
	GEL08-10150	15%	12			
	GEL08-12050	5%				
	GEL08-12075	7.5%				
	GEL08-12100	10%				
	GEL08-12125	12.5%	16			
	GEL08-12150	15%				
	GEL08-16050	5%				
	GEL08-16075	7.5%				
	GEL08-16100	10%	20			
	GEL08-16125	12.5%				
	GEL08-16150	15%				
	GEL08-20050	5%				
	GEL08-20075	7.5%	28			
	GEL08-20100	10%				
	GEL08-20125	12.5%				
	GEL08-20150	15%				
	高性能シャープゲル 【アルカリゲル】 濃度均一 (200×200) 両面無蛍光	GEL09-28050	5%		2D 用	200×200
		GEL09-28075	7.5%			
		GEL09-28100	10%			
		GEL09-28125	12.5%			
GEL09-28150		15%				
GEL09-22050		5%				
GEL09-22075		7.5%				
GEL09-22100		10%				
高性能シャープゲル 【アルカリゲル】 濃度均一 (200×200) 片面無蛍光	GEL10-22125	12.5%	2D 用	200×200		
	GEL10-22150	15%				
	GEL11-22050	5%			2D 用	200×200
	GEL11-22075	7.5%				
GEL11-22100	10%					
高性能シャープゲル 【アルカリゲル】 濃度均一 (200×200) 両面普通	GEL11-22125	12.5%	2D 用	200×200		
	GEL11-22150	15%				

製品名	製品コード	ゲル濃度	ウェル数	カセットサイズ 横 mm×たて mm
高性能シャープゲル [アルカリゲル] 濃度グラジエント (100×100)	GEL12-070510	5-10%	7	100×100
	GEL12-070515	5-15%		
	GEL12-070520	5-20%		
	GEL12-077515	7.5-15%		
	GEL12-071020	10-20%	10	
	GEL12-100510	5-10%		
	GEL12-100515	5-15%		
	GEL12-100520	5-20%		
	GEL12-107515	7.5-15%	12	
	GEL12-101020	10-20%		
	GEL12-120510	5-10%		
	GEL12-120515	5-15%		
	GEL12-120520	5-20%		
	GEL12-127515	7.5-15%	16	
	GEL12-121020	10-20%		
	GEL12-160510	5-10%		
	GEL12-160515	5-15%		
	GEL12-160520	5-20%		
	GEL12-167515	7.5-15%	20	
	GEL12-161020	10-20%		
GEL12-200510	5-10%			
GEL12-200515	5-15%			
GEL12-200520	5-20%	2D 用		
GEL12-207515	7.5-15%			
GEL12-201020	10-20%			
GEL12-220510	5-10%			
GEL12-220515	5-15%			
GEL12-220520	5-20%			
GEL12-227515	7.5-15%			
GEL12-221020	10-20%			
高性能シャープゲル [アルカリゲル] 濃度グラジエント (120×100)	GEL13-120510	5-10%	12	120×100
	GEL13-120515	5-15%		
	GEL13-120520	5-20%		
	GEL13-127515	7.5-15%		
	GEL13-121020	10-20%	20	
	GEL13-200510	5-10%		
	GEL13-200515	5-15%		
	GEL13-200520	5-20%		
	GEL13-207515	7.5-15%	2D 用	
	GEL13-201020	10-20%		
	GEL13-220510	5-10%		
	GEL13-220515	5-15%		
GEL13-220520	5-20%			
GEL13-227515	7.5-15%			
GEL13-221020	10-20%			
高性能シャープゲル [アルカリゲル] 濃度グラジエント (160×100)	GEL14-120510	5-10%	7	160×100
	GEL14-120515	5-15%		
	GEL14-120520	5-20%		
	GEL14-127515	7.5-15%		
	GEL14-121020	10-20%	10	
	GEL14-160510	5-10%		
	GEL14-160515	5-15%		
	GEL14-160520	5-20%		
	GEL14-167515	7.5-15%	12	
	GEL14-161020	10-20%		
	GEL14-200510	5-10%		
	GEL14-200515	5-15%		
	GEL14-200520	5-20%	16	
	GEL14-207515	7.5-15%		
	GEL14-201020	10-20%		
	GEL14-280510	5-10%		
	GEL14-280515	5-15%	20	
	GEL14-280520	5-20%		
	GEL14-287515	7.5-15%		
	GEL14-281020	10-20%		
GEL14-220510	5-10%			
GEL14-220515	5-15%			
GEL14-220520	5-20%			
GEL14-227515	7.5-15%			
GEL14-221020	10-20%			
高性能シャープゲル [アルカリゲル] 濃度グラジエント (160×160)	GEL15-100510	5-10%	10	160×160
	GEL15-100515	5-15%		
	GEL15-100520	5-20%		
	GEL15-107515	7.5-15%		
	GEL15-101020	10-20%	12	
	GEL15-120510	5-10%		
	GEL15-120515	5-15%		
	GEL15-120520	5-20%		
	GEL15-127515	7.5-15%	16	
	GEL15-121020	10-20%		
	GEL15-160510	5-10%		
	GEL15-160515	5-15%		
	GEL15-160520	5-20%	20	
	GEL15-167515	7.5-15%		
	GEL15-161020	10-20%		
	GEL15-200510	5-10%		
	GEL15-200515	5-15%	28	
	GEL15-200520	5-20%		
	GEL15-207515	7.5-15%		
	GEL15-201020	10-20%		
	GEL15-280510	5-10%	2D 用	
	GEL15-280515	5-15%		
	GEL15-280520	5-20%		
	GEL15-287515	7.5-15%		
GEL15-281020	10-20%			
GEL15-220510	5-10%			
GEL15-220515	5-15%			
GEL15-220520	5-20%			
GEL15-227515	7.5-15%			
GEL15-221020	10-20%			
高性能シャープゲル [アルカリゲル] 濃度グラジエント (200×200) 両面無蛍光	GEL16-220510	5-10%	2D 用	200×200
	GEL16-220515	5-15%		
	GEL16-220520	5-20%		
	GEL16-227515	7.5-15%		
	GEL16-221020	10-20%		
高性能シャープゲル [アルカリゲル] 濃度グラジエント (200×200) 片面無蛍光	GEL17-220510	5-10%	2D 用	200×200
	GEL17-220515	5-15%		
	GEL17-220520	5-20%		
	GEL17-227515	7.5-15%		
	GEL17-221020	10-20%		
高性能シャープゲル [アルカリゲル] 濃度グラジエント (200×200) 両面普通	GEL18-220510	5-10%	2D 用	200×200
	GEL18-220515	5-15%		
	GEL18-220520	5-20%		
	GEL18-227515	7.5-15%		
	GEL18-221020	10-20%		